



Präparation für vollkeramische Kronen

Klassische Präparation



Präparation für vollanatomische Kronen

Substanzschonende Präparation



*Cercon ht, substanzschonend präparierte
Kronen 25 – 27 vollanatomisch restauriert.*




*Harmonisches Erscheinungsbild durch
gezielte Individualisierung im Labor.*

Präparation für vollkeramische Brücken


Klassische Präparation

Mindestwandstärke 1,5 - 2,0 mm



Präparation für vollanatomische Brücken

Substanzschonende Präparation



Cercon ht, Brücke 25 – 27 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.



Cercon ht, Brücke 25 – 27 substanzschonend präparierte, vollanatomische Seitenzahnbrücke.