


# Anwendungshinweise

Das Solaris® Goldbad supra ist in einem Wieland AGC Micro Plus Gerät einsetzbar.


Ein Aktivator ist nicht notwendig.

Die zum Abscheiden erforderliche Goldbadmenge ist der entsprechenden Tabelle des Wieland AGC Micro Plus Gerätes zu entnehmen.

Die Einstellungen aller übrigen Geräteparameter sind der originalen Arbeitsanleitung des Gerätes zu entnehmen.



Dr. Udo Schusser  
Leiter Forschung und Entwicklung



Dr. Markus Vollmann  
Leiter Anwendungstechnik