



Multivac eco

wirtschaftlich und effektiv



Der Multivac eco bietet alles, was man zum Anmischen im Laboralltag braucht: Ein kraftvolles Rührwerk und eine leistungsfähige Vakuumpumpe.

Das ökonomische Preis/Leistungsverhältnis und die robuste Bauweise lassen diesen Vakuummischer zum wirtschaftlichsten Gerät in Ihrem Labor werden.

Motor und Pumpe sind selbstverständlich wartungsfrei und bestehen durch ihre Langlebigkeit und durch ihre Alltagstauglichkeit.

Mit einfachster, unverwechselbarer Bedienung werden Einbettmassen und Gipse homogen angemischt und sicher verarbeitet.

Das Vakuum wird durch den Deckel des Anrührbechers gezogen, welches einen zusätzlichen Saugschlauch überflüssig werden lässt. Selbstverständlich sind alle aktuellen DeguDent Mischbecher (außer Mischbecher extragroß) kompatibel.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	220 – 240 V, 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	150 W
Erforderliche Netzsicherung:	2 AT
Drehzahl:	330 1/min
Höhe x Breite x Tiefe:	505 x 390 x 315 mm
Gewicht:	8,8 kg

Lieferumfang

REF

Vakuummischer (Wandgerät) mit

1 Netzkabel

1 Ersatzfilter

1 Bohrschablone

1 Befestigungssatz

5316 0001

Zubehör

REF

Anrührbecher extraklein (50 cm³)*

5314 0113

Anrührbecher klein (150 cm³)*

5314 0100

Anrührbecher groß (420 cm³)*

5314 0101

Ersatzfilter

5314 0105

* DeguDent Anrührbecher werden komplett mit Deckel und Rührwerk geliefert

DeguDent GmbH

Postfach 13 64 · 63403 Hanau
www.degudent.de

DeguDent

A Dentsply International Company