



Einfach schneller
ans Ziel

Die neue Einbettmasse
Cergo fit SPEED
für Presskeramik.

DeguDent

A Dentsply International Company

Zeit sparen, mit guten Ergebnissen gewinnen: die neue Einbettmasse Cergo fit SPEED.

Mit Cergo®fit SPEED setzen Sie auf die Einbettmasse der nächsten Generation: Denn diese neuartige, phosphatgebundene, graphit- und gipsfreie Einbettmasse reduziert den Brennprozess um runde 3 Stunden. Sie ist auf das spezielle Anforderungsprofil von Presskeramiken zugeschnitten und dabei insbesondere auf das Cergo® System abgestimmt.

Cergo fit SPEED ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Produktpalette und eröffnet durch die enorme Zeit- und Energieersparnis ab sofort neue Wege zur Kostenreduzierung.

Cergo[®]fit SPEED

Qualitäten, die sich sehen lassen können.




Lieferformen

Packung mit 65 Beuteln zu je 100 g
1.450 ml-Flasche mit Cergo fit SPEED Liquid

Technische Daten

Mischungsverhältnis Pulver/Flüssigkeit
Abbindezeit (n. Vicat)
Verarbeitungsbreite
Abbindexpansion (100 % Liquid)
Thermische Expansion (100 % Liquid)
Druckfestigkeit
Prüfungen gemäß DIN EN ISO 7490



Cergo fit SPEED erfüllt alle wesentlichen Merkmale für beste Pressergebnisse:

- sichere Verarbeitung vom Anmischen bis zum Abstrahlen
- cremiges Fließverhalten durch abgestimmte Einsatzstoffe
- uneingeschränkt schnell aufheizbar
- bis zu drei Stunden Zeitersparnis beim Vorwärmen
- hohe Temperaturfestigkeit
- optimale Passungsergebnisse
- exakte Detailwiedergabe
- hervorragende Oberflächen
- reproduzierbare Ergebnisse

REF

2532 0200
2540 0117

100 g: 25 ml
8–11 min
5–7 min
ca. >2,0 %
>1,0 %
5–7 MPa