

Bioblend®

Individuell und überzeugend.  
Tonangebend in der Prothetik.



DENTSPLY

# Bioblend® Front-Keramikzähne

## Formenkarte

### Bioblend® – der ästhetische Keramik-Frontzahn

Es gibt viele Gründe, in der Voll- und Teilprothetik Keramik-Frontzähne zu verwenden. Und es ist eine gute Entscheidung, den Bioblend-Zahn von DENTSPLY DeTrey zu wählen. Er garantiert Farbstabilität und ist abrasionsbeständig.

Bioblend-Zähne behalten ihre Funktionalität, da sie sich während des Gebrauchs nicht verändern. Selbstverständlich bietet dieser moderne Keramik-Frontzahn auch die Möglichkeit zur Individualisierung. Er kann so dem eventuell vorhandenen Restgebiss in perfekter Weise angepasst werden.

Bioblend-Zähne gibt es in 7 Grundformen, die wiederum in verschiedenen Größen lieferbar sind. Insgesamt stehen 42 obere und 16 untere Formen zur Verfügung. Diese Formenvielfalt und die 12 Bioblend-Farben, für die ein spezieller Farb-Selektor zur Verfügung steht, garantieren, dass für jede Arbeit der ideale Zahn ausgewählt werden kann.

### Farbenvergleichstabellen

(Annäherungswerte)

V-Farben	Vergleichbare Bioblend-Farben
A2	100 (ist etwas heller)
A2	102 (ist etwas rötlicher)
A2/B2	104 (liegt dazwischen)
A3	108 (hat etwas weniger Schneide)
A3	110 (ist etwas heller und gelblicher)
A3/D3	112 (liegt dazwischen)
A3/A3,5	109 (liegt dazwischen)
A3,5/A4	118 (liegt dazwischen)
B4	114
B4	116 (ist etwas rötlicher)
C2/C3	113 (liegt dazwischen)
D3	106 (ist etwas rötlicher)

### Artikulationstabelle

Obere Form Nr.	Untere Form
11 D	E
11 G	R
11 H	S
12 E	N
12 G	R
13 E	H
21 C	C
21 D	F
21 E	O
21 G	W
21 H	U
21 J	Z
21 X	P
22 C	C
22 E	H
22 G	P
22 H	P
24 F	K
25 G	R
31 F	O
32 B	C
32 E	H
32 G	S
42 C	C
42 D	F
42 F	H
42 G	P
42 H	S
43 D	C
43 F	N
44 E	F
45 F	O
45 H	R
52 C	D
54 F	N
55 D	E
55 F	M
62 D	F
62 G	R
65 G	O
75 E	N
A 84	N

Biodent	Vergleichbare Bioblend-Farben
20	100
20	102 (ist leicht rötlicher)
16/21	104 (liegt dazwischen)
23	106 (ist etwas rötlicher)
23	108 (hat etwas weniger Schneide)
23	109
23	110 (ist etwas heller und gelblicher)
23	112 (ist etwas weißlicher)
27	113 (ist etwas heller)
31	114 (ist heller und gelblicher)
31	118 (ist dunkler und rötlicher)

V-Farben und Biodent-Farben, die nicht in den Tabellen aufgeführt sind, haben keine vergleichbare Bioblend-Farbe.

# Bioblend®


## Obere Frontzähne

Form	Quadratisch	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
11D		10,00	7,75	43,00
11G		10,75	8,50	47,00
11H		11,50	9,00	50,50
12E		10,00	8,25	46,00
12G		10,00	8,75	49,50
13E		9,50	8,00	43,50

Form	Trapezförmig	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
21C		10,00	7,50	41,00
21D		10,00	8,00	43,50
21E		11,75	8,75	47,00
21G		11,50	9,25	51,00
21H		12,50	9,50	50,50
21J		12,00	9,75	53,50
21X		10,75	8,50	46,50

# Bioblend®



## Obere Frontzähne










Form		Trapezförmig	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
22C			10,00	7,50	41,50
22E			10,50	8,25	44,50
22G			9,50	8,50	47,50
22H			12,00	9,00	49,50
24F			12,00	8,25	44,50
25G			10,50	8,50	47,50

Form		Quadratisch abgerundet	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
31F			11,75	8,50	46,50
32B			9,00	7,25	40,50
32E			9,50	8,00	44,50
32G			11,25	8,75	49,00








# Bioblend®

## Obere Frontzähne








Form		Dreieckig	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
42C			9,25	7,25	41,00
42D			10,00	7,75	43,00
42F			10,50	8,25	45,50
42G			10,00	8,50	47,50
42H			11,00	8,75	50,00
43D			8,50	7,75	41,50
43F			9,00	8,50	45,50

Form		Dreieckig	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
44E			11,00	8,00	43,00
45F			10,50	8,75	47,00
45H			10,75	8,75	49,00
		Trapezförmig abgerundet			
52C			9,00	7,25	40,00
54F			11,50	8,50	45,50
55D			10,00	8,00	43,00
55F			10,50	8,25	45,50







# Bioblend® Obere Frontzähne




Form		Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
	 Abgerundet			
62D		10,00	7,75	41,50
62G		11,50	9,00	48,00
65G		11,00	8,75	47,50
	 Quadratisch trapezförmig abgerundet			
75E		10,75	8,00	46,00
A84		11,00	8,00	43,50

# Bioblend® Untere Frontzähne

Form	Untere Frontzähne	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
C		9,00	4,75	32,00
D		8,50	4,50	31,00
E		8,75	4,50	32,50
F		8,75	4,50	32,50
H		8,25	4,75	32,50
K		9,25	4,75	33,00
K1		11,25	5,50	39,00

Bioblend®  
Untere Frontzähne

Form	Untere Frontzähne	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
M		8,50	5,00	34,00
N		9,00	4,75	34,00
O		9,75	5,25	36,00
P		8,50	5,25	35,50
R		9,50	5,00	36,00
S		9,25	5,50	38,50

Form	Untere Frontzähne	Länge der Zentralen ohne Hals in mm	Breite der Zentralen in mm	Breite der gesamten Garnitur in mm
U		10,00	5,50	38,00
W		10,50	5,50	32,50
Z		11,25	5,75	41,50



## Perfekt aufeinander abgestimmte Materialien

Um eine besonders hohe Verarbeitungssicherheit garantieren zu können, bieten wir ein perfekt auf die Zahnlinien abgestimmtes Prothetik-Komplettsystem.

### Selectaplas/Selectaplas H

Kalt- bzw. Heißpolymerisat zur Herstellung von totalen und partiellen Prothesen, Reparaturen und Unterfütterungen. Beide Kunststoffe zeichnen sich besonders durch die hohe Bruchfestigkeit, Farbstabilität und Plaqueresistenz aus.

### StarLoy L

Laserfähige Cobalt-Chrom-Legierung zur Anfertigung von Modellgussprothesen. StarLoy L hat ein niedriges Schmelzintervall, eine sehr gute Gussqualität und ist extra federhart.

### SilberStar

Einbettmasse für Modellguss mit optimalem Fließverhalten und stabiler Modelloberfläche.

### ReproStar

Additionsvernetztes Zweikomponentensilikon, für alle Dubliertechniken geeignet. Es garantiert eine formstabile Wiedergabe und hohe Reißfestigkeit.

### Triad Löffelplatten

Zur einfachen Anfertigung stabiler, fester, individueller Abformlöffel. Keine Wartezeit notwendig.

### Isolant

Flüssigkeit zur Isolierung von Gipsmodellen und Küvetten für die Anfertigung von Prothesen und bei Reparaturen.

### Pinnacle Modelling Wax

Modellierwachs zur Aufstellung und zum Ausmodellieren partieller und totaler Prothesen sowie zur Ergänzung von Biss-schablonen.

## ISO 3336

Manufacturer/Hersteller:

**DENTSPLY Trubyte**

York, PA 17405-0872  
USA

Distributor/Vertrieb durch:

**DeguDent GmbH**

A Dentsply International Company  
Postfach 13 64 · D-63403 Hanau  
[www.dentsply-degudent.de](http://www.dentsply-degudent.de)

**DENTSPLY**